

БЕКІТЕДІМ

«Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ
ШЖҚ «Райымбек аудандық ауруханасы» КМК ның директоры
Р.Куккузов

«28» мамыр 2024 ж

№ 11 хаттама

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттарды сатып алу нәтижелерін бекіту туралы

Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынқол ауылы, мекен-жайы бойынша орналасқан «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ (бұдан әрі – ОІБ) «Райымбек аудандық ауруханасы» РПВ-да КГП сатып алуды ұйымдастырушы. Албан Асан көшесі 1, баға ұсыныстарын сұрау арқылы медициналық бұйымдарды сатып алуды жүзеге асырды.

Сатып алуға бөлінген сома: 8 053 660 теңге 00 тиын

Жүргізілген сатып алудың атауы – Баға ұсыныстарын сұрату арқылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету мақсатында дәрілік заттарды сатып алу.

1. Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және мамандандырылған медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы No 110 бұйрығының 3-тарауында көрсетілген талаптарға өнім берушілер сәйкес келеді. Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінде ұсталатын

адамдарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі, фармацевтикалық қызметтер (бұдан әрі – Қағидалар).

№	Атауы	Бірлік	Саны		Бағасы сайт	Сомасы
1	Minidil LMG 20 л Дилуент	дана	6	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины..... <0,1% Гидроксид натрия..... <1% pH: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	67850	407100
2	ABX Diluent 20 L Дилуент	дана	4	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерения гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	111350	445400

3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	дана	3	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	107275	321825
4	ABX Cleaner 1л Моющий	дана	4	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	30360	121440
5	ABX Minoclair 0.5L очиститель, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, (Серия 230824L1 с. г. 24.08.2024г. Н	дана	1	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен	32100	32100

				Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
6	ABX Whitediff 1 1 Лизирующий	дана	4	Для гем анализатора MICROCC	202400	809600
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	дана	1	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	182160	182160
8	ABX Minocal Calibrator, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, CX48601	дана	1	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	138900	138900
9	ABX Difftrol (N) 2 ml Контрольная кровь	дана	1	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	209990	209990
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	дана	1	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	355720	355720
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	дана	1	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	195100	195100
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2	33650	336500

				2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400		
13	Реагент для определения α -амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения α -амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/Л MgCl–12,5 моль/ л Реагент2: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/Л EPS-G7- 8.5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	53900	161700
14	Реагент для определения аспаратаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	33700	337000

15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	дана	6	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/Л Холестеролоксидаза (CHO) ≥ 50 Е/Л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/Л Азид натрия 0,95 г/Л	41750	751410
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	18100	54300
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	49845	149535
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Total CP)	дана	10	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА).	26100	261000

				Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400		
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	дана	2	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза Триглицериды + H₂O —————▶ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ —————▶ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ —————▶ H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————▶ Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/л Гидроксид натрия 3,36 г/л Triton X-100 1 мл/л Магниева соль 14,8 ммоль/л p-хлорфенол 2,7 ммоль/л АТФ 3,15 ммоль/л Азид натрия 7,99 ммоль/л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/л Глицерокиназа ≥ 500 Е/л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/л Пероксидаза ≥ 500 Е/л Для анализатора Pentra 400	65275	130550
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат — 9 ммоль/л	26100	261000

				АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л		
21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	24100	241000
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	дана	5	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуэнт R1 R2 Латекс- реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	24100	120500
23	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора	18720	187200

				ABXPentra 400		
24	Депротенизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	дана	2	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	40750	81500
25	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	дана	2	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	25100	50200
26	CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	дана	1	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод. CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	15300	15300
27	Контрольная мочи норма Bio Rad	дана	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	68700	68700
28	Контрольная мочи паталогия Bio Rad	дана	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	68700	68700
29	Ремкомплект- KIT.MAINTENANCE	дана	1	Ремкомплект-KIT.MAINTENANCE	86350	86350
30	KIT PISTON+CROSS PIECE	дана	1	KIT PISTON+CROSS PIECE	252780	252780
31	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER	дана	2	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	50100	100200

	LIQUID COMPLETE					
32	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	дана	2	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	429000	858000
33	OPTICAL LAMP PC 400	дана	1	OPTICAL LAMP PC 400	146100	146100
34	KIT MAINTENANCE MES/MESV	дана	1	KIT MAINTENANCE MES/MESV	114800	114800
	Барлығы					8 053 660

Сатып алуға бөлінген сома: 8 053 660 теңге 00 тиын Баға ұсынысын келесі жеткізушілер ұсынды "FineShine" ЖШС Алматы облысы, Іле ауданы, Байсеркен ауылдық округі, Байсерке ауылы, Ғ. Жұбанов көшесі, 21 А үй 28.05.2024 жыл уақыт 14: 40

"FineShine" ЖШС әлеуетті өнім берушісінің Баға ұсынысы

№	Атауы	Бірлік	Саны		Бағасы сайт	Соммасы
I	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	дана	6	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины..... <0,1% Гидроксид натрия..... <1% рН: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°)	67 800	406 800

				Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
2	ABX Diluent 20 L Дилуэнт	дана	4	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерения гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	111 330	445 320
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	дана	3	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление:	107 250	321 750

				230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
4	ABX Cleaner 1л Моющий	дана	4	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	30 300	121 200
5	ABX Minoclaire 0.5L очиститель, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, (Серия 230824L1 с. г. 24.08.2024г. Н	дана	1	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% рН: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	32 000	32 000
6	ABX Whitediff 1 л Лизирующий	дана	4	Для гем анализатора MICROCC	202 350	809 400
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	дана	1	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека,	182 000	182 000

				моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
8	ABX Minocal Calibrator, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, CX48601	дана	1	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	138 880	138 880
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	дана	1	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	209 950	209 950
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	дана	1	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	355 700	355 700
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	дана	1	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	195 000	195 000
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	33 630	336 300
13	Реагент для определения α -амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения α -амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л	53 850	161 550

				NaCl 62.5 ммоль/Л MgCl-12,5 ммоль/ л Реагент2: Буфер Гудса , рН 7,1 – 0,1 ммоль/Л EPS-G7- 8.5 ммоль/Л Азид натрия < 1 г/Л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400		
14	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	33 680	336 800
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	дана	6	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, рН 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (СНЕ) ≥ 200 Е/Л Холестеролоксидаза(СНО) ≥ 50 Е/Л Пероксидаза (РОD) ≥ 3 кЕ/Л Азид натрия 0,95 г/Л	41 700	250 200

16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	18 000	54 000
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	дана	3	Диагностический реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	49 830	149 490
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Total CP)	дана	10	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил диазониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400	26 000	260 000
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	дана	2	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопротеинлипаза	65 250	130 500

				Триглицериды + H₂O —————→ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ —————→ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ —————→ H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————→ Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/Л Гидроксид натрия 3,36 г/Л Triton X-100 1 мЛ/Л Магниева соль 14,8 ммоль/Л p-хлорфенол 2,7 ммоль/Л АТФ 3,15 ммоль/Л Азид натрия 7,99 ммоль/Л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/Л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/Л Липопроотеинлипаза ≥ 2000 Е/Л Глицерокиназа ≥ 500 Е/Л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/Л Пероксидаза ≥ 500 Е/Л Для анализатора Pentra 400		
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, РН 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л	26 080	260 800
21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, рН 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминантипирин – 0,3 ммоль/л	24 000	240 000

				Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400		
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	дана	5	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуэнт R1 R2 Латекс-реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	24 000	120 000
23	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	дана	10	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – $0,25$ моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – $20,5$ ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	18 700	187 000
24	Депротенинирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	дана	2	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических хлора 15% , а также гидроксид натрия ($<0,5\%$) рН анализатора HoriBaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного раствора составляет более 11 . Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	40 700	81 400

25	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	дана	2	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	25 000	50 000
26	CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	дана	1	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод. CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	15 270	15 270
27	Контрольная мочи норма Bio Rad	дана	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	68 650	68 650
28	Контрольная мочи паталогия Bio Rad	дана	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	68 650	68 650
29	Ремкомплект-KIT.MAINTENANCE	дана	1	Ремкомплект-KIT.MAINTENANCE	86 330	86 330
30	KIT PISTON+CROSS PIECE	дана	1	KIT PISTON+CROSS PIECE	252 750	252 750
31	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	дана	2	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	50 080	100 160
32	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	дана	2	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	428 600	857 200
33	OPTICAL LAMP PC 400	дана	1	OPTICAL LAMP PC 400	145 990	145 990
34	KIT MAINTENANCE MES/MESV	дана	1	KIT MAINTENANCE MES/MESV	114 700	114 700
	Барлығы					7 545 740

сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге шарт жасасу болжанатын әлеуетті өнім берушілердің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы: № лоттар бойынша "FineShine" ЖШС 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 жеңімпаз жалпы сомасы: 7 545 740 Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсімінде қатысқан жоқ

Комиссия төрағасы:

Директордың медициналық бөлім орынбасары



Е.Әуелхан

Директордың медициналық сапасы
бақылау жөніндегі орынбасары


Т.Аубакирова

Заңгер



Е.Амангелдиев

Провизор



И.Шағалақова

Хатшы



М. Салықбаева