

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГП на ПХВ «Райымбекская РБ»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
Р.Куккузов
«28» Май 2024 г.



Протокол № 11

об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

Организатор закупа КГП на ПХВ «Райымбекская районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», (далее –ОИБ) расположенного по адресу: Алматинская область, Райымбекский район, с.Нарынкол, ул.Албан Асан 1, провела закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Сумма выделенная на закуп составляет: 8 053 660 тенге 00 тиын

Название проведенных закупок – Закуп лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, способом запроса ценовых предложений.

1. Поставщики соответствуют требованиям, указанным в Глава 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее – Правила).

№	Наименование	Ед.изм.	Кол		Цена сайт	Сумма
---	--------------	---------	-----	--	-----------	-------

1	Minidil LMG 20 л Дилуент	шт	6	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины..... <0,1% Гидроксид натрия..... <1% pH: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	67850	407100
2	ABX Diluent 20 L Дилуент	шт	4	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерения гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 % Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.	111350	445400
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	шт	3	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10	107275	321825

				Ом($T=20^{\circ}\text{C}$) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
4	ABX Cleaner 1л Моющий	шт	4	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	30360	121440
5	ABX Minoclair 0.5L очиститель, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, (Серия 230824L1 с. г. 24.08.2024г. Н	шт	1	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Прицип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидрооксид натрия..... 0,26% рН: 12,4±0,5($T=20^{\circ}\text{C}$) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	32100	32100
6	ABX Whitediff 1 l Лизирующий	шт	4	Для гем анализатора MICROCC	202400	809600
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	шт	1	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые	182160	182160

				клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
8	ABX Minocal Calibrator, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, CX48601	шт	1	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	138900	138900
9	ABX Diffitrol (N) 2 ml Контрольная кровь	шт	1	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	209990	209990
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	шт	1	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	355720	355720
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	шт	1	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	195100	195100
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX Pentra ALT CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	33650	336500
13	Реагент для определения α - амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	шт	3	Диагностический реагент для количественного определения α -амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/л	53900	161700

				MgCl-12,5 моль/л Реагент2: Буфер Гудса , рН 7,1 – 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8.5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400		
14	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, рН 7,65 – 110 ммоль/л L- аспартат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	33700	337000
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	шт	6	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, рН 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/л Азид натрия 0,95 г/л	41750	751410

16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	шт	3	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	18100	54300
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	шт	3	Диагностически реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4.5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	49845	149535
18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilrubin, Total CP)	шт	10	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400	26100	261000
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	шт	2	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопроteinлипаза	65275	130550

				Триглицериды + H₂O —————→ Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ —————→ Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ —————→ H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————→ Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/л Гидроксид натрия 3,36 г/л Triton X-100 1 мл/л Магниева соль 14,8 ммоль/л p-хлорфенол 2,7 ммоль/л АТФ 3,15 ммоль/л Азид натрия 7,99 ммоль/л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/л Липопротеинлипаза ≥ 2000 Е/л Глицерокиназа ≥ 500 Е/л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/л Пероксидаза ≥ 500 Е/л Для анализатора Pentra 400		
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/л Азид натрия < 1 г/л	26100	261000
21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминантипирин – 0,3 ммоль/л	24100	241000

				Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400		
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	шт	5	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С- реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуент R1 R2 Латекс- реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	24100	120500
23	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	18720	187200
24	Депротеинизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	шт	2	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических хлора 15%), а также гидроксид натрия ($< 0,5\%$) pH анализаторах HoriabaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	40750	81500

25	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	шт	2	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	25100	50200
26	CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	шт	1	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод. CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	15300	15300
27	Контрольная мочи норма Bio Rad	фл	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	68700	68700
28	Контрольная мочи паталогия Bio Rad	фл	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	68700	68700
29	Ремкомплект- KIT.MAINTENANCE	шт	1	Ремкомплект-KIT.MAINTENANCE	86350	86350
30	KIT PISTON+CROSS PIECE	шт	1	KIT PISTON+CROSS PIECE	252780	252780
31	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	шт	2	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	50100	100200
32	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	шт	2	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	429000	858000
33	OPTICAL LAMP PC 400	шт	1	OPTICAL LAMP PC 400	146100	146100
34	KIT MAINTENANCE MES/MESV	шт	1	KIT MAINTENANCE MES/MESV	114800	114800
	ИТОГО					8 053 660

Сумма выделенная на закуп : 8 053 660 тенге 00 тиын

Ценовое предложение предоставили следующие поставщики ТОО «FineShine» Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркенский сельский округ,с. Байсерке,ул. Г.Жубанова д 21 а 28.05.2024 год время 14:40

Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «FineShine»

№	Наименование	Ед.изм.	Кол		Цена сайт	Сумма
1	Minidil LMG 20 л Дилуэнт	шт	6	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBAABX. Состав: Натрия фторид<3% Азид натрия.....<20% Диметиллол мочевины..... <0,1% Гидроксид натрия..... <1% рН: 7,0±0,1(T=20°) удельное сопротивление: 60±6Ом(E=20°) Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	67 800	406 800
2	ABX Diluent 20 L Дилуэнт	шт	4	Буферный изотонический раствор для разбавления лейкоцитов, и для определения и дифференцировки клеток крови и измерение гематокрита. для гематологического анализатора ABX Pentra 60C+/Pentra 80XL Состав: Хлорид Натрия.... < 1 % Натрия азид< 0,1 %	111 330	445 320

				Сурфактант.. < 0,1 % Описание: водный раствор прозрачный и без запаха.		
3	ABX Minilyse LMG 1 л Лизирующий	шт	3	Лизирующий раствор. Раствор разложения эритроцитов для подсчета и дифференциации лейкоцитов и определения гемоглобина в приборах подсчета кровяных телец Состав: Цианид калия..... <0,1% Четвертичная соль аммония..... <20% pH: 10±0,5 (T=20°C) удельное сопротивление: 230±10 Ом(T=20°C) Описание: водный раствор, прозрачный. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	107 250	321 750
4	ABX Cleaner 1л Моющий	шт	4	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	30 300	121 200
5	ABX Minoclaire 0.5L очиститель, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, (Серия 230824L1 с. г. 24.08.2024г. Н	шт	1	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором:	32 000	32 000

				Принцип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C) Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60		
6	ABX Whitediff 1 1 Лизирующий	шт	4	Для гем анализатора MICROCC	202 350	809 400
7	ABX MINOTROL 16 (1N, 1L, 1H) Контрольная кровь	шт	1	ABX Minotrol 16, три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Minotrol 16 содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для гематологического анализатора ABXMicrosES 60	182 000	182 000
8	ABX Minocal Calibrator, пр-ль Horiba ABX SAS, Франция, CX48601	шт	1	Калибратор на гематологический анализатор производства Horiba ABX	138 880	138 880
9	ABX Diffrol (N) 2 ml Контрольная кровь	шт	1	Контрольная кровь норма для гематологического анализатора ABXPentra 80C+	209 950	209 950
10	Мультикалибратор (ABX Pentra Multical)	шт	1	для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	355 700	355 700
11	Контрольная сыворотка, норма (ABX Pentra N Control)	шт	1	Контрольная сыворотка норма для биохимического анализатора Pentra 400	195 000	195 000
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ABX	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в	33 630	336 300

	Pentra ALT CP)			сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 ТРИС, pH 7,15 – 140 ммоль/л L- аланин – 700 ммоль/л ЛДГ (лактадегидрогеназа) ≥ 2300 Е/л Азид натрия < 12/л Реагент 2 2 – оксоглутарат – 85 ммоль/л НАДН – 1 ммоль/л Азид натрия ≤ 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400		
13	Реагент для определения α -амилазы (ABX Pentra Amylase CP)	шт	3	Диагностический реагент для количественного определения α-амилазы в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л NaCl 62.5 ммоль/л MgCl–12,5 ммоль/ л Реагент2: Буфер Гудса , pH 7,1 – 0,1 ммоль/л EPS-G7- 8.5 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	53 850	161 550
14	Реагент для определения аспаратаминотрансферазы (ABX Pentra AST CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения аспаратаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: ТРИС, pH 7,65 – 110 ммоль/л L- аспарат – 320 ммоль/л МДГ (малатдегидрогеназа) ≥ 800 Е/л ЛДГ (лактатдегидрогеназа ≥ 1200 Е/л	33 680	336 800

				Азид натрия < 1 г/л Реагент 2: 2 – оксоглутарат 65 ммоль/л НАДН 1 ммоль/л Азид натрия < 1 г/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400		
15	Реагент для определения холестерина (ABX Pentra Cholesterol CP)	шт	6	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент Буфер Гудса, pH 6,7 – 50 ммоль/л Фенол – 5 ммоль/л 4-аминоантипирин – 0,3 ммоль/л Холестеролэстераза (CHE) ≥ 200 Е/Л Холестеролоксидаза(CHO) ≥ 50 Е/Л Пероксидаза (POD) ≥ 3кЕ/Л Азид натрия 0,95 г/Л	41 700	250 200
16	Реагент для определения прямого билирубина (ABX Pentra Bilirubin, Direct CP)	шт	3	Диагностический реагент для количественного определения кальция в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra 400	18 000	54 000
17	Реагент для определения железа (ABX Pentra Iron CP)	шт	3	Диагностически реагент для количественного определения железа в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1: Ацетатный буфер pH 4,5 – 1 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Реагент 2: Аскорбиновая кислота pH 2,5 – 240 ммоль/л Ферен – 3 ммоль/л Тиомочевина – 120 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	49 830	149 490

18	Реагент для определения общего билирубина (ABX Pentra Bilrubin, Total CP)	шт	10	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Реагент 1: Фосфатный буфер 50 ммоль/л NaCl 150 ммоль/л Детергенты, стабилизаторы Реагент 2: 2,4-дихлорфенил diaзониевая соль 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л Детергент Для анализатора Pentra 400	26 000	260 000
19	Реагент для определения триглицеридов (ABX Pentra Triglycerides CP)	шт	2	Реагент Triglycerides предназначен для диагностического количественного определения in vitro триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека с помощью ферментативного фотометрического анализа. Метод (3) Ферментативное определение триглицеридов согласно следующей реакции: Липопроteinлипаза Триглицериды + H₂O —————> Глицерин + жирные кислоты Глицерокиназа Глицерин + АТФ —————> Глицерин-3-фосфат + АДФ Глицерин-3-фосфатоксидаза Глицерин-3-фосфат + O₂ —————> H₂O₂ + DHAP Пероксидаза 2H₂O₂ + 4-AAP + p-хлорфенол —————> Хинонимин + 4H₂O (DHAP — дигидроксиацетонфосфат, 4-AAP — 4-аминоантипирин) Реагент Свободная кислота PIPES 50 ммоль/л Гидроксид натрия 3,36 г/л Triton X-100 1 мл/л Магниева соль 14,8 ммоль/л p-хлорфенол 2,7 ммоль/л АТФ 3,15 ммоль/л Азид натрия 7,99 ммоль/л Ферроцианид натрия 10 мкмоль/л 4-аминоантипирин 0,31 ммоль/л Липопроteinлипаза ≥ 2000 Е/л Глицерокиназа ≥ 500 Е/л Глицеринфосфатоксидаза ≥ 4000 Е/л Пероксидаза ≥ 500 Е/л	65 250	130 500

				Для анализатора Pentra 400		
20	Реагент для определения мочевины (ABX Pentra Urea CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения мочевины / азота мочевины крови в сыворотке крови, плазме крови и моче методом колориметрии. Реагент 1: ТРИС, pH 7,8 150 ммоль/л 2-оксоглутарат – 9 ммоль/л АДФ 0,75 ммоль/л Уреаза ≥ 7 кЕ/Л ГлДГ (шлутаматдегидрогеназа) ≥ 1 кЕ/Л Азид натрия < 1 г/Л	26 080	260 800
21	Реагент для определения глюкозы, пероксидазный метод (ABX Pentra Glucose PAP CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (PAP) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент Фосфатный буфер, pH 7,40 – 13,8 ммоль/л Фенол - ммоль/л- аминокантипирин – 0,3 ммоль/л Реагент Глюкозооксидаза $\geq 10\,000$ Е/Л Пероксидаза ≥ 700 Е/Л Азид натрия $< 0,1\%$ Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	24 000	240 000
22	Реагент для определения общего белка (ABX Pentra Total Protein CP)	шт	5	Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней С-реактивного белка (СРП – ультра) в сыворотке или плазме. Дилуент R1 R2 Латекс- реагент U-CRP-Cal – калибратор человеческая сыворотка для биохимического анализатора ABX Pentra 400	24 000	120 000

23	Реагент для определения креатинина (ABX Pentra Creatinine 120 CP)	шт	10	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Реагент 1: Гидроксид натрия – 0,25 моль/л Поверхностно активные вещества Реагент 2: Пикриновая кислота – 20,5 ммоль/л Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	18 700	187 000
24	Депротеинизирующий реагент (ABX Pentra Deproteinizer CP)	шт	2	Пробирки для образцов для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400 Очищающий раствор, используемый в биохимических хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) рН анализаторах HoribaMedical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	40 700	81 400
25	Чистящий реагент (ABX Pentra Clean-Chem CP)	шт	2	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) рН раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8о С. для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	25 000	50 000
26	CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	шт	1	Реагент с-реактивный белок. Ручной метод. CRP-Latex С-реактивный белок латекс-тест на слайде 1 мл 1000опр	15 270	15 270
27	Контрольная мочи норма Bio Rad	фл	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при норме.	68 650	68 650
28	Контрольная мочи паталогия Bio Rad	фл	1	Контрольный раствор для контроля качества анализатора мочи при патологии.	68 650	68 650

29	Ремкомплект- KIT.MAINTENANCE	шт	1	Ремкомплект-KIT.MAINTENANCE	86 330	86 330
30	KIT PISTON+CROSS PIECE	шт	1	KIT PISTON+CROSS PIECE	252 750	252 750
31	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	шт	2	Фильтр для воды, для анализатора Pentra 400 - FILTER, FILTER LIQUID COMPLETE	50 080	100 160
32	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	шт	2	KIT 6 MONTH MAINTENANCE	428 600	857 200
33	OPTICAL LAMP PC 400	шт	1	OPTICAL LAMP PC 400	145 990	145 990
34	KIT MAINTENANCE MES/MESV	шт	1	KIT MAINTENANCE MES/MESV	114 700	114 700
	ИТОГО					7 545 740

*наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которым предполагается заключить договор
закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора : ТОО «FineShine» по лотам
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 победитель общая сумма:
7 545 740*

Потенциальные поставщики не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по лечебной части

Члены комиссии:

Заместитель директора



Е.Оуелхан

контроль и качество

Юрист

Провизор

Секретарь



Т.Аубакирова

Е.Амангелдиев

И.Шағалақова

М. Салықбаева